




ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК

«Объединение Альфапластик» – крупнейший российский производитель изделий медицинского назначения, товаров для красоты, активного и здорового образа жизни предлагает вам качественные и недорогие массажеры для всей семьи.

МАССАЖЕРЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ


Массажные изделия «Альфапластик» подходят для всей семьи, произведены из разрешенных материалов, не содержат токсичных веществ и не вызывают аллергических реакций.



Массажные изделия используются для:

- массажа различных участков тела;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- улучшения кровообращения;
- снятия стресса и успокоения нервной системы.

Точечное воздействие массажеров на биологические точки тела позволяет активизировать работу внутренних органов, а также помогает восстановить чувствительность и моторику конечностей после перенесенных болезней.



Рекомендуются для индивидуального использования в домашних условиях, медицинских центрах, лечебных, лечебно-профилактических и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Массажный шарик

Массажный шарик предназначен:

- для массажа всего тела, при котором происходит стимуляция и релаксация мышечных тканей и улучшается кровообращение;
- для реабилитации после травм и операций, а также реабилитации после инсульта;
- в качестве тренажера для профилактики и лечения плоскостопия;
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- для повышения мышечного тонуса, профилактики варикозного расширения вен;
- профилактики целлюлита и стимулирования кровообращения;
- для массажа, развития мелкой моторики детей и снятия гипертонуса.

Диаметр шарика 78 мм.
Материал шарика: ПВХ.



Ковер массажный

Массажный коврик предназначен:

- для массажа рефлекторных зон стопы;
- для лечения и профилактики плоскостопия;
- для укрепления связочно-мышечного аппарата голеностопного сустава;
- для нормализации кровоснабжения нижних конечностей;
- для релаксации и снятия нервного напряжения.

Коврик выпускается в твердом (Т) и мягком (М) вариантах.
Размер коврика 26x28 см.
Материал коврика: резина.




Эспандер-тренажер

Эспандер-тренажер предназначен:

- для тренировки и укрепления мышц кисти рук и предплечья;
- для проведения лечебной гимнастики;
- для восстановления чувствительности и моторики после ряда перенесенных болезней и травм, инсульта;
- для улучшения кровообращения суставов кисти;
- снижения нервного и мышечного напряжения тканей;
- для релаксации и снятия нервного напряжения.

Эспандер выпускается в твердом (Т) и мягком (М) вариантах.
Материал: ПВХ.



Продукция производится в соответствии с международной системой менеджмента качества ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

По вопросам приобретения изделий обращайтесь по телефону в Москве:
(499) 160-23-00, 169-30-00, 160-87-31 или отправляйте заявки на sales@alphaplastic.ru

www.alphaplastic.ru